

Halbmondkissen



Anwendungsgebiet:

Stabilisierung bei geschwächtem Stützapparat, Hochlagerung des plegischen Armes, durch die Flexibilität der Füllung vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Krankenhaus- und Pflegebereich.

Material:

Bifill: weiches bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C

Bezug:

- PU-Bezug weiß

mit Bifill, PU-Bezug weiß abnehmbar, mit Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B)
----------	--------------

640580	135 x 35 cm
--------	-------------



mit Bifill, mit PU-Bezug weiß vernäht, ohne Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B)
----------	--------------

640585	135 x 35 cm
--------	-------------