

Pflegeempfehlung



Material:

Kunstleder / PVC / Wachstuch / PU-Stoff / Nylonspezialgewebe PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht

Die Bezugsmaterialien sind mit Wischdesinfektionsmitteln lt. Desinfektionsmittelliste des VAH zu behandeln. Es darf kein Konzentrat verwendet werden.

Desinfektionsmittel, die zur Reinigung und Flächendesinfektion empfohlen werden:

Hersteller	Mittel
Dr. Schumacher GmbH	Cleanisept / Wipes 5%ig
B. Braun Melsungen AG	Hexaquant lemon fresh 2%ig
Franken Chemie GmbH & Co. KG	Franko-Cid N 0,25%ig
Bode Chemie GmbH	Microbac forte 2,5%ig

Wir empfehlen aldehydfreie Produkte auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe, zur Schonung der empfindlichen Oberflächen.

Die Desinfektionsmittel sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis zu verwenden.

Für die Anwendung aldehydhaltiger Produkte übernehmen wir keine Gewährleistung der dauerhaften Halbarkeit der Oberflächen.

Material:

Schaumstoff blank

Dampfsterilisation bis 120°C sowie Gassterilisation

Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.