

Arthrodesekissen – nicht verstellbar

Anwendungsgebiet:

Bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte, z.B. bei Zustand nach TEP oder Umstellungsosteotomien

Material:

Fester Schaumstoff

Bezug:

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte

rechts abgeschrägt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
----------	------------------

1343201	45 x 45 x 10 cm mit Micronarabezug
---------	------------------------------------

1343201KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug
-----------	------------------------------

links abgeschrägt

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
----------	------------------

1343202	45 x 45 x 10 cm mit Micronarabezug
---------	------------------------------------

1343202KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug
-----------	------------------------------

