

# Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung

## Anwendungsgebiet:

Zur Ruhigstellung und Stabilisierung nach Operationen, bei Venenentzündungen oder Frakturen, Fersenaushöhlung dient zur Entlastung der Ferse, gepolstertes Fußbrett mindert Gefahr der Spitzfußbildung

## Material:

Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

## Bezug:

- ohne Bezug
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite)
720300	80 cm, 25 cm, ohne Bezug
720300KL	80 cm, 25 cm mit KL-Bezug
720301	80 cm, 25 cm, PU
720302	80 cm, 25 cm, PUD

