


Fix-Unfallbeinschiene



Anwendungsgebiet:

Zur Ruhigstellung der Beine bei Unfällen, die Unter- bzw. Oberschenkelschiene ist rechts und links verwendbar

Material:

Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Alu-Flachdrähten, die Fix-Unfallbeinschiene hat einen Haftbandverschluss, ist weich gepolstert, biegefähig, abwaschbar und röntgenfähig

Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte

Unterschenkelschiene

Art.-Nr.	Maße (L)
----------	----------

2480003	60 cm
---------	-------

Oberschenkelschiene

Art.-Nr.	Maße (L)
----------	----------

2480004	80 cm
---------	-------