

Spreizkeile mit/ohne Haftbandfixierung

Anwendungsgebiet:


Zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen, die Ausführung mit Haftbandfixierung verhindert ein Verrutschen des Keiles

Material:

Mittelfester Schaumstoff

Bezug:

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B1/B2 x H)
----------	----------------------

570002	30 x 25/8 x 14 cm
--------	-------------------

570001	50 x 35/10 x 16 cm
--------	--------------------

mit Haftbandfixierung

Art.-Nr.	Maße (L x B1/B2 x H)
----------	----------------------

570004KL	30 x 25/8 x 14 cm
----------	-------------------

570003KL	50 x 35/10 x 16 cm
----------	--------------------