

## Pflegeempfehlung



Material:

**Kunstleder / PVC / Wachstuch / PU-Stoff / Nylonspezialgewebe / PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht**

Alle aufgeführten Materialien sind mit Flächendesinfektionsmitteln zur Sprüh- und Wischdesinfektion zu desinfizieren. Eine Auswahl VAH gelisteter Produkte entnehmen Sie der unten aufgeführten Tabelle. Die Angaben beruhen auf Herstellerempfehlungen und Eingentests.

Hersteller	Mittel
Ecolab	Incidin Oxy Foam & Oxy Wipe, Incidin Oxy FoamS & Oxy WipeS
B. Braun	Meliseptol Foam Pure, Meliseptol Tücher
Schülke & Mayr	mikrozid AF
Bode Chemie GmbH	Bacillol AF, Mikrobac Tissues

Wir empfehlen aldehydfreie Produkte auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe, zur Schonung der empfindlichen Oberflächen. Diese sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis des Herstellers zu verwenden.

Für die Anwendung aldehydhaltiger Produkte übernehmen wir keine Gewährleistung der dauerhaften Haltbarkeit der Oberflächen.

Material:

**Schaumstoff blank**

Dampfsterilisation bis 120°C sowie Gassterilisation

Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.

### NEU

**Incidin-Oxy Produkte neu unter Kapitel 14**

Desinfektion zum Sprühen und Wischen