

4.11 Röntgen- und OP-Lagerung

Thoraxkissen Typ: AB, nach Roßmann

Anwendungsgebiet:

Zur stabilen, physiologischen Lagerung durch eingearbeitete Mulde, Sicherstellung der Freilage des Plexus brachialis durch Schrägkanten im Achselbereich, freie Lagerung der Halswirbelsäule durch Ausschnitt im Halsbereich, Artikel nicht zur Langzeitlagerung über 3 Std. verwenden

Variante 1:

Material:

Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

Bezug:

- KL-Bezug mit Reißverschluss, schwarz oder nach Farbkarte

Variante 2:

Material:

Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

Bezug:

- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Erwachsene
	25 x 50 x 15 cm, Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
800997	KL-Bezug, schwarz, mit Visco-Auflage
800997-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Kinder
	20 x 44 x 12 cm, Muldungstiefe ca. 5 cm Muldungsbreite ca. 25 cm
800991	KL-Bezug, schwarz, mit Visco-Auflage
800991-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann

Anwendungsgebiet:

Zur stabilen und physiologischen Lagerung des Beckens mit Mulde und Abschrägung um unteren Bereich im 45° Winkel zur Entlastung der Leistenregion, Kontrolle/Entlastung des Genitalbereichs durch Aussparung, Artikel nicht zur Langzeitlagerung über 3 Std. verwenden

Variante 1 + 2 wie Thoraxkissen Typ: AB (vorangegangenes Produkt)



Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Erwachsene
	34 x 50 x 15 cm, Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
800998	KL-Bezug, schwarz, mit Visco-Auflage
800998-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Kinder
	30 x 44 x 12 cm, Muldungstiefe ca. 5 cm Muldungsbreite ca. 25 cm
800992	KL-Bezug, schwarz, mit Visco-Auflage
800992-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage