

3.2 Schienen und Polsterzubehör

Beinhochlagerungsschiene „1“ Nach Art der „Braun’schen“ und „Schulze“-Schiene

Anwendungsgebiet:


Zur Ruhigstellung und Beinhochlagerung nach Operationen, Fraktionen, bei Venenentzündungen und Thrombose, gepolstertes Fußbrett (Kunststoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung, 30° Lagerung

Material:

Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

Bezug:

- ohne Bezug
- Tr-Bezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720001	60 cm (Kinder) B 20 cm
720000	80 cm (Erw.) B 25 cm

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720101	60 cm (Kinder)
720100	80 cm (Erw.)

mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720001-1	60 cm (Kinder)
720000-1	80 cm (Erw.)

Separate Bezüge:

Tr-Bezug mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720003	60 cm (Kinder)
720002	80 cm (Erw.)

KL-Bezug mit Haken- und Flauchband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720005	60 cm (Kinder)
720004	80 cm (Erw.)