

## 3.3 Schienen und Polsterzubehör

### Beinlagerungsschiene „2“ Nach Art der „Volkmann“-„Schweizer“- und „Kehl’schen“-Schiene

#### Anwendungsgebiet:


Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen, gepolstertes Fußbrett (Kunststoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung, Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

#### Material:

Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

#### Bezug:

- ohne Bezug
- Tr-Bezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710001	55 cm (Kinder) B 23 cm
710000	75 cm (Erw.) B 30 cm

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710101	55 cm (Kinder)
710100	75 cm (Erw.)

mit PU-Beschichtung, perforiert	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710001-1	55 cm (Kinder)
710000-1	75 cm (Erw.)

Separate Bezüge:

Tr-Bezug mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710003	55 cm (Kinder)
710002	75 cm (Erw.)

KL-Bezug mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710005	55 cm (Kinder)
710004	75 cm (Erw.)