

Haftbandfixierung



Anwendungsgebiet:

Zur Sicherung des Patienten, zum Befestigen der Haftbandfixierungen verwenden Sie bitte unser Befestigungsband

Material:

Gewebtes Haftband weiß mit Metallschlaufe zur Befestigung, Innenseite ungepolstert oder gepolstert mit kaschiertem Schaum weiß

ohne Polster

Art.-Nr.	Maße (L x B)
----------	--------------

780001	17 x 3 cm
--------	-----------

780002	30 x 3 cm
--------	-----------

3 cm Breite ausssschließlich für Kinder

*780003	30 x 5 cm
---------	-----------

*780004	40 x 5 cm
---------	-----------

780005	80 x 5 cm
--------	-----------

*gebräuchlichstes Maß, kann zurück genommen werden

mit Polster

Art.-Nr.	Maße (L x B)
----------	--------------

780101	17 x 3 cm
--------	-----------

780102	30 x 3 cm
--------	-----------

3 cm Breite ausssschließlich für Kinder

*780103	30 x 5 cm
---------	-----------

*780104	40 x 5 cm
---------	-----------

780105	80 x 5 cm
--------	-----------

*gebräuchlichstes Maß, kann zurück genommen werden

Vor jedem Gebrauch ist unbedingt ein Streßtest auf Haltbarkeit und Stabilität vorzunehmen.